

# Z3CRP Reinigungsvorlage Kundenversion

Dokument | Laborsupport



Nummer: PMC\_DK\_1277

Version: 1.4

Zuletzt gesichert: 05.03.2024 16:28

## Z3CRP Modèle de nettoyage A exécuter et à viser régulièrement

	Nettoyer la sonde à aiguille Voir instructions Z3CRP Maintenance hebdomadaire 1x par semaine				Nettoyer la façade de l'appareil et le bouton de démarrage <i>Aqua dest et coton-tiges</i> Nettoyer éventuellement la chambre des cuvettes CRP à sec avec un coton-tige 1x par semaine				Sélectionner le nettoyage dans l'appareil : <i>Gestion /Management – Service</i> Nettoyage spécifique/Probe Cleanser Soak ou Arrêter l'appareil/Shutdown <i>Cleanser/ Produits de nettoyage pour sondes</i> 1x par semaine			
	Date/ Visa				Date / Visa				Date/ Visa			
Janvier												
Février												
Mars												
Avril												
Mai												
Juin												
Juillet												
Août												
Septembre												
Octobre												
Novembre												
Décembre												